

Västra Götalandsregionen

Regionservice

Läkemedelsnära produkter

Informationsbrev

2022-10-25

Viktigt säkerhetsmeddelande angående batteriet till Omnipod Dash PDM

Säkerhetsmeddelandet är avsedd till dig som har förskrivit handenhet (PDM) till Omnipod Dash insulinpumpsystemet. Tillverkare har fått in rapporter om problem med batteriet till handenheten. De problem som har rapporterats är uppsvällt batteri, läckage av vätska från batteriet eller överhettning. Tillverkare har tagit fram en ny version av handenheten (PDM) som kan beställas via leverantören.

Läkemedelsnära produkter kommer att skicka ut ett brev till alla berörda patienter som informerar om själva problemet men även hur din patient ska gå till väga för att beställa den nya handenheten.

För mer information se bifogad dokument från leverantören:

[Viktigt säkerhetsmeddelande DASH PDM Battery - Patient](#)

[Viktigt säkerhetsmeddelande DASH PDM Battery – Vårdgivare](#)

Med vänlig hälsning
Läkemedelsnära produkter
Område Diabetes